

MAGNOFLEX[®] - Oberschenkelbandage

Artikel 7053



Die MAGNOFLEX[®] - Oberschenkelbandage ist anzuwenden bei:

Krämpfen, allgemeinen Beschwerden, Durchblutungsstörungen, Prellungen, Nachbehandlung von Frakturen, Flüssigkeitsansammlung, Verstauchungen, Zerrungen.

Produktinformation:

2007/47/EG: Klasse I UMDNS: DE/CA22/1150-1 (Bezirksregierung Münster), PZN: 8525788
 Innenseite: Spezialmischgewebe mit antimikrobieller Wirkung durch natürl. Silberionenausrüstung.
 98 % PES (Polyester), 2 % PA (Polyamid)
 Magnetisierung: Bipolar 8 Magnetronen zu je 780 Gauss, anisotrop
 Außenseite: Klett-Velour mit Schaumstoffkaschierung 66 % PA (Polyamid), 34 % PUR-Ester Schaum

Anwendung / Anwendungsdauer / Wirkungsweise

Die Bandage wird um den Oberschenkel gelegt und mit einem breiten Gummiband fixiert und festgeklebt. **Das Produktetikett muss dabei nach außen zeigen.**

Jeder Organismus reagiert anders. Dies ist auch bei der Magnetfeldanwendung der Fall. Im Allgemeinen ist die Wirkung der **MAGNOFLEX[®]** - Magnetfeldanwendung so umfassend, dass bei den meisten Menschen bereits nach 1 – 2 Tagen eine Linderung ihrer Beschwerden eintritt. Besonders sensibel veranlagte Menschen berichten, dass bei ihnen eine spürbare Wirkung bereits nach wenigen Stunden einsetzt.

Bei therapieresistenten Fällen wird eine mittlere Behandlungsdauer von ca. 6 Wochen empfohlen. Bei chronischen Beschwerden kann die Bandage dauerhaft angewandt werden.

In der Praxis unterstützt die Magnetfeldanwendung den Heilungsprozess und wirkt bei der Behandlung von Gesundheitsstörungen nicht symptomatisch, sondern immer ursächlich im Sinne einer Normalisierung der Zellvorgänge. Die Selbstheilungs- und Ordnungskräfte des Körpers werden aktiviert und gestörte Funktionen normalisiert.

Nach Einwirkung des Magnetfeldes steigt der Stoffwechsel der Zelle messbar an. Mit Hilfe von thermografischen Aufzeichnungen kann die durchblutungssteigernde Wirkung der Magnetfeldwirkung optisch sichtbar gemacht und somit bewiesen werden.

Durch die natürliche Silberionenausrüstung, die antibakteriell wirkt, ist ein Schutz vor Hautirritationen wie Entzündungen und Schwellungen gegeben. Zudem bleibt die Innenfläche der Bandage geruchsneutral.

Nebenwirkungen / Erstverschlimmerung:

Die Magnetfeldanwendung ist prinzipiell nebenwirkungsfrei. Sie wird auch bei Kindern gefahrlos eingesetzt. Bei Erstanwendung kann es jedoch anfangs zu einer Schmerzverschlimmerung kommen. Dies zeigt jedoch nur, dass die Magnetfeldanwendung im Körper Reaktionen auslöst, die sich jedoch nach kurzer Zeit normalisieren.

Kontraindikationen

Sind nicht bekannt

Pflegehinweis: Feinwaschmittel, ausschließlich 30 °C Handwäsche.



MAGNOFLEX[®] Herstellung und Vertrieb durch:
 ORGATERM Produktions- und Warenvertriebs GmbH
 Aspastr. 24, 59394 Nordkirchen/Germany
info@magnoflex.de - www.magnoflex.de

Konformitätserklärung:

Die ORGATERM Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft mbH erklärt hiermit, dass das Produkt: **MAGNOFLEX[®]** - Oberschenkelbandage Artikel 7053 (UMDNS: DE/CA22/1150-2, PZN 1345126, Deutsche Patent-Nr. 3733502) aufgrund der Entwicklung und Herstellung sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinien 2007/47/EG und 2003/32/EG für Medizinprodukte der Klasse 1 entspricht.

Ausgabestand: 05.02.2014